

S88批处理的概念和应用






蒋能群 博士

批处理背景知识



- ◆ 什么是批处理
- ◆ 批处理应用领域:
 - 精细化工
 - 制药行业
 - 食品饮料
- ◆ 为什么要用批处理:
 - ◆ 合规的灵活性
 - ◆ 调度、协调与效率
 - ◆ 数据与报告的整合
 - ◆ 工艺优化

Batch标准：ANSI/ISA-88










S88 Physical Model – 控制模型





S88 Physical Model - 设备模型




S88 Physical Model – 单元装置模型



S88 Physical Model – 工段模型





S88 Physical Model – 车间或工厂模型




S88物理模型与软件模型相互对应

S88 Physical Model




基于类（Class）的组态



组态和测试一次，可以重复使用

从类（Class）生成实例（Instance）



- ◆ 通过简单的拖曳把一个类生成多个实例
- ◆ 实例的参数、特性等都继承于类
- ◆ 只需对类做修改，相应实例自动变更

关于别名Alias

Name	Type	Descript...	Path
BVWITHINTER_1	Alias Binding		XV-5201
BVWITHINTER_2	Alias Binding		XV-5202
BVWITHINTER_3	Alias Binding		XV-5203
BVWITHINTER_4	Alias Binding		XV-5204
BVWITHINTER_5	Alias Binding		XV-5205
BVWITHINTER_6	Alias Binding		XV-5206
HI_LEVEL_SW_1	Alias Binding		LS-5201
LEVEL_TRANS_1	Alias Binding		LI-5201
LOW_LEVEL_S_1	Alias Binding		LS-5202
RT_LIGHT	Alias Binding		LED_5200
WEIGHT_INDICAT	Alias Binding		WI-5201/ALM1/PV.CV

基于类的别名

在批处理系统中建立配方

The screenshot displays the Recipe Studio interface for a recipe named "AMOX_WITH_TRAINS". The main workspace shows a flowchart with the following steps:

- BEGIN PROCEDURE EXECUTION
- Parallel steps: UP_FILL_MIT:1, UP_FILL_MIT:2, UP_FILL_MIT:3
- WAIT UNTIL INGREDIENT TANKS FILLED
- Parallel steps: UP_RDY_TO_XFR:1, UP_CHG_MPT_PXFR_FRM:1
- PREP TANK SELECTED AND READY TO START TRANSFER

Key interface elements are highlighted with yellow boxes:

- 工具栏 (Toolbars):** Located at the top, containing menus like Home, Diagram, View, and various icons for editing and execution.
- 配方步骤 (Recipe Steps):** A yellow box highlighting the central flowchart area.
- 参数定义 (Parameter Definition):** A yellow box highlighting the parameter table at the bottom.

The parameter table is as follows:

Parameter	AMOX_HIGH_CSL	AMOX_HIGH_CSL_LAC	AMOX_HIGH_LAC	AMOX_STANDARD
AGITATE_TIME	17	14	14	<10>
CSL_AMOUNT	144.000000	144.000000	50.000000	50.000000
LAC_AMOUNT	20.000000	100.000000	100.000000	50.000000
MIT1_LEVEL	<700.000000>	<700.000000>	450.000000	250.000000
MIT2_LEVEL	450.000000	<700.000000>	<700.000000>	250.000000
MIT3_LEVEL	450.000000	450.000000	450.000000	250.000000
RSD_AMOUNT	20.000000	18.000000	14.000000	20.000000

On the left, a tree view shows the recipe structure, and a table below it lists parameters with their values, types, and categories.

批次创建

Select Recipe

Unit selections for user: ADMINISTRATOR Change User

Error:

General Info

Batch ID: DEMO_UNIT_ALIAS

Scale: Min: 0.00, Value: 100.00, Max: 100.00, EU: %, Scale: 100.00 %

Recipe

Name: AMOX_WITH_TRAINS

Version: 2 Details

Description: AMOXICILLIN FERMENTATION MEDIA PREPARATION WITH C

Equipment Train

Name: OP_SELECT_AREA1

Description: Operator Selects Units for Area 1

Unit Aliasing

Alias Name	Unit Name	Selection Mode
#NGRED_TANK1#	{Defer}	DEFER
#NGRED_TANK2#	{Defer}	DEFER
#NGRED_TANK3#	{Defer}	DEFER
#WFI_TANK#	WFI-1400	DEFER
#PREP_TANK#		FROM_POLICY

Use upstream/downstream filtering of unit modules

Unit Bindings

Step	Bound Unit or Alias
UP_CHG_MPT_PXFR_F	#PREP_TANK#
UP_FILL_MIT:1	#NGRED_TANK1#
UP_FILL_MIT:2	#NGRED_TANK2#
UP_FILL_MIT:3	#NGRED_TANK3#
UP_MIT_TO_MPT:1	#NGRED_TANK1#
UP_MIT_TO_MPT:2	#NGRED_TANK2#

Formula Configuration

Name: AMOX_STANDARD Hide Parameters

Description: AMOXICILLIN MEDIA

Version: 1.0

Parameter	Min	Scaled Value	Max
AGITATE_TIME	0	10	60
CSL_AMOUNT	0	50.00000	200
LAC_AMOUNT	0	50.00000	200
MIT1_LEVEL	0	250	800
MIT2_LEVEL	0	250	800
MIT3_LEVEL	0	250	800
RSO_AMOUNT	0	20.00000	200

Create
Cancel
Help

CONNECTED PROPLUS-DAWN

自动的单元设备批次执行

Select Recipe

Unit selections for user: ADMINISTRATOR

Error:

General Info

Batch ID: DEMO_BATCH

Scale

Min	Value	Max	EU	Scale
0.00	100.00	100.00	%	100.00 %

Recipe

Name: AMOX_WITH_TRAINS

Version: 2

Description: AMOXICILLIN FERMENTATION MEDIA PREPARATION WITH C

Equipment Train

Name: 1500_TRAIN

Description: No Operator Selection, 1500 Prep Tank

Unit Aliasing

Alias Name	Unit Name	Selection Mode
#NGRED_TANK	MIT-1100	DEFER
#NGRED_TANK	MIT-1200	DEFER
#NGRED_TANK	MIT-1300	DEFER
#WFI_TANK#	WFIT-1400	DEFER
#PREP_TANK#		FROM_POLICY

Use upstream/downstream filtering of unit modules

Unit Bindings

Step	Bound Unit or Alias
UP_CHG_MPT_PXFR_F	#PREP_TANK#
UP_FILL_MIT:1	#NGRED_TANK1#
UP_FILL_MIT:2	#NGRED_TANK2#
UP_FILL_MIT:3	#NGRED_TANK3#
UP_MIT_TO_MPT:1	#NGRED_TANK1#
UP_MIT_TO_MPT:2	#NGRED_TANK2#

Formula Configuration

Name: AMOX_HIGH_LAC


Description: AMOXICILLIN MEDIA - HIGH LACTOSE

Version: 1.0

Parameter	Min	Scaled Value	Max
AGIT			
CSL			
LAC			
MIT1			
MIT2			
MIT3			
RSO			

自动选择可用设备

监视批次执行



统一画面，一目了然

电子操作日志

Area 1000 Overview

Batch ID	Recipe	Description
AMOX_BATCH_123	AMOX_WITH_TRAINS	AMOXICILLIN FERMENTATION ME
AMOX_BATCH_456	A3_UA_AMOX_MEDIA_PR	AMOXICILLIN FERMENTATION ME
AMOX_BATCH_789	A1_AMOX_MEDIA_PREP	AMOXICILLIN FERMENTATION ME

操作员输入自动记入批次历史

Batch ID	Description	Value
AMOX_BATCH_123	Ready to begin making media solution?	
AMOX_BATCH_456	Select Equipment For UP_CHG_MPT_P1/P2_FR	

Batch ID	Comment	Operator
AMOX_BATCH_456	This batch running on train 3 due to maint	Operator:ADMINISTR

Batch Event Journal						
2/22/2009 10:01:11 PM	AMOX_BATCH_456	A1_AMOX		Header		
2/22/2009 10:01:42 PM	AMOX_BATCH_456	A1_AMOX_MAN_MEDIA_PREP	Comment			This batch running on train 3 due to maintenance.
	AMOX_BATCH_456	A1_AMOX_MAN_MEDIA_PREP	Step Activated	Step Activity		Initial Step
	AMOX_BATCH_456	A1_AMOX_MAN_MEDIA_PREP	Procedure Started	System Message		0

确认和复核

DeltaV Operate (Run)

Module: Main: Bio_Ovw_1000 Username: ADMINISTRATOR 3:23:01 PM

Area 1000 Overview

Request Dialog

Do you want to hold 'AMOX_BATCH_456'?

Comment: Hold batch while performing filter maintenance.

Confirmation Name: DM_MARRUCHELLA

Confirmation Password:

Verification Name: ADMINISTRATOR

Verification Password:

OK Cancel Help

确认

复核

Description	Value
AMOXICILLIN FERMENTATION ME	
FR AMOXICILLIN FERMENTATION ME	
EP AMOXICILLIN FERMENTATION ME	
media solution?	
IP_CHG_MPT_PXFR_FR	
ROPLUS-BATCH	Acknowledge
Operator	
Operator:ADMINSTR	


CTLR1

Fri 14:21:43

CTLR1/MAINT_ALM

MAINT WARNING


在批次执行中更换设备




- “Rebind Units” gives operators the agility to switch units right down to the last minute – even if the batch is already running
- Minimize downtime and keep batches running when unforeseen circumstances arise in the plant
- Easy to correct invalid operator equipment selections

Increased operational flexibility!


设备仲裁和调度



报警管理



与历史记录相整合的事件记录




趋势

事件记录

实时数据

详细记录

批次历史趋势



底层设备接口统计---示例

序号	线别/设备	控制方式	硬件型号	硬件品牌	软件描述
1	PCII整瓶机	PLC+触摸屏	1747-L542	*****	有源程序
2	PCII充填机	工业电脑+PROFIBUS	PROFIBUS WAGO 750-333	*****	无源程序

通信接口 类型	接口 数量	占用接口	空闲接口	可扩展 I/O槽	硬件厂家 联系方式	数据采集
串口 /PROG.TERM	1	串口	PROG.TERM	√	*****	①出口计数 ②开、停机时间 ③故障信息 ④在线运行监控 ⑤维护状态提醒 ⑥气压保护监控
串口	1	串口	无	√	*****	①固定期间充填量数据保存 ②班次运行状态报告，包括始终时间、 过程能力等 ③开、停机时间 ④在线运行监控 ⑤故障信息 ⑥维护状态提醒 ⑦气压保护监控 ⑧异常排除信息

基于设备/流程为导向的方法



• 流程为导向

- 在同一个UNIT中同时只有一个Phase运行
- Phases 完全控制现场设备
- Equipment modules 是可选的
- 当有新产品时需要建立新的Phase
- 对于固定产品、完全连续的工厂较为适合

• 设备为导向

- 同一个单元有多个Phase同时运行
- Phase 的运行是并行的
- Equipment modules 完全控制现场设备
- Equipment modules 是强制的
- 新产品无需建立新的Phase
- 适合多产品/多用途、相对分散的工厂

典型的批量控制工艺流程



S88批处理的效益

- 提高了灵活性；
- 提高了生产率；
- 提高了设备产能；
- 提高了过程质量；
- 提高了生产数量；
- 减少了操作员的操作；
- 提高了功能规范的一致性；
- 增强了设备、用户、咨询、系统集成商的信息沟通；
- 不同供应商的集成变得容易；
- 缩短了产品进入市场的时间；